

INSTRUKCJE DLA MODELU 6774



plusOne Glow Vaginal Wellness Kit

Konserwacja:

Opłucz urządzenie ciepłą wodą z mydłem przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu, oddzielnie od innych akcesoriów seksualnych. Akcesoria erotyczne wykonane z różnych materiałów mogą się wzajemnie uszkodzić w przypadku kontaktu.

Jakość:

Ten produkt jest wykonany z bezpiecznego silikonu, który jest nieszkodliwy dla ludzkiego ciała. Nie zawiera ftalanów, BPA ani lateksu

Ważne instrukcje:

Nie włączać podczas ładowania lub czyszczenia. Kontrolka będzie migać podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu kontrolka zaświeci się. **Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii:** lampka kontrolna będzie szybko migać, gdy bateria będzie prawie rozładowana. Należy używać wyłącznie zasilacza USB 5 V (standardowa ładowarka do telefonu komórkowego). Pełne naładowanie zostanie osiągnięte po około 120 minutach. Używaj wyłącznie lubrykantu na bazie wody. W pełni wodoodporny do zabawy w wannie i pod prysznicem

Ostrzeżenie:


Należy zaprzestać korzystania z produktu, jeśli użytkownik lub jego partner odczuwają dyskomfort. Nie wystawiać urządzenia na działanie wody podczas ładowania. Nie używaj urządzenia podczas

ładowania. Używać wyłącznie z dołączonym kablem ładującym plusOne. Nie używaj urządzenia, jeśli masz delikatne lub wrażliwe ścianki pochwy lub jeśli cierpisz na aktywną chorobę lub infekcję. Należy natychmiast zaprzestać używania produktu, jeśli wystąpi zwiększone pieczenie lub ból. W przypadku pytań dotyczących prawidłowego użytkowania rozszerzacza lub wątpliwości związanych z korzystaniem z tego produktu należy skontaktować się z lekarzem.

Przycisk zasilania:

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Naciśnij mocno, aby przewinąć 10 ustawień. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Jak korzystać z masażera Pleasure Beast Pulse Stimulator:



2,30 cm 2,54 cm 1,52 cm 1,90 cm

1. przycisk zasilania - naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Naciśnij okrągłe przyciski powyżej i poniżej przycisku zasilania, aby przełączać się między 10 trybami wibracji na każdym końcu.

2. Przyciski ogrzewania - Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć. Dioda LED będzie pulsować, wskazując nagrzewanie, i będzie świecić światłem ciągłym, gdy urządzenie osiągnie pełną temperaturę.

3. Port ładowania - Podłącz magnetyczną głowicę ładującą do punktu styku w celu ładowania.

4. Uchwyt - Aby podłączyć i odłączyć różne warstwy, obróć i upewnij się, że znaczniki są prawidłowo wyrównane.



Wybierz nasadkę.


Cztery rozmiary stopniowo zwiększają średnicę, aby wygodnie poszerzyć kanał pochwy. Zalecamy rozpoczęcie od najmniejszego rozmiaru i przejście do większego, gdy poczujesz się komfortowo.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, używaj urządzenia 3-5 dni w tygodniu przez 5-15 minut.



Rozgrzewka

Technologia rozgrzewania podgrzewa urządzenie do temperatury nieco wyższej niż temperatura ciała, zapewniając przyjemne doznania i stymulując przepływ krwi.




Stwórz relaksującą oazę

Wybierz idealny rozmiar i przełączaj się między różnymi trybami wibracji, aby uzyskać maksymalny relaks i satysfakcję.


Jak ładować



1. styk ładowania to mały metalowy pierścień znajdujący się na spodzie urządzenia



2. wyrównać magnetyczną głowicę ładującą ze stykiem.



3. kabel zostanie magnetycznie zatrzaśnięty na swoim miejscu. Dioda LED przycisku zasilania będzie powoli migać, sygnalizując ładowanie

Doświadcz intensywnej przyjemności i wybierz najlepszą stymulację wibracjami. Działa do 1,5 godziny po pełnym naładowaniu

Akumulator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Jeśli to możliwe, należy poddać go recyklingowi. Użytkownikom nie wolno samodzielnie wyjmować ani wymieniać baterii, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Opakowanie zawiera: zestaw rozszerzań dopochwowych, woreczek do przechowywania, kabel do ładowania i instrukcję obsługi.